


6D TAPE™

Six-Dimensional Activation

シックスディーテープ

MADE IN FINLAND



Six-Dimensional
Activation

軟部組織モビライゼーションや
セルフケアをサポートする
タブ付きテーピング


Active
6D
tape



つまむ・揺らす・押す・ひねる・伸ばす を6方向に


6D TAPE™

Six-Dimensional Activation



筋膜リリースをセルフケアでも

テーピングに付いたタブで皮膚を持ち上げることによって、組織を「つまむ」「揺らす」「押す」「ひねる」「伸ばす」といった軟部組織モビライゼーションを行うことができます。治療院での施術はもちろん、簡単に操作できるのでご自宅でも積極的にセルフケアに取り組んでいただけます。



こだわりのタブ（つまみ）

モビライゼーションタブには非伸縮性の素材を使用しているため、グリップ感があり、正確な処置が可能です。ポリプロピレン 100%の繊維を使用しており、ソフトで肌触りが良いのが特長です。

テープでタブを作る方法よりも簡単で、使用中に剥がれる心配もありません。



肌への優しさを追求

6D テープのテーピング部分には、肌に優しい粘着剤を使用した日本製のテープを使用しています。使用中や取り外し時に肌を傷つけにくく、天然ゴムラテックスを含まない低刺激性です。

通気性もよく、シャワーなどでも安心してご使用いただけます。



品番	製品規格	一箱入数	カラー
505000	4.8cm×5m	1巻	ブルー

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。



輸入販売業者：株式会社 エスジーティー

